

ZT/36



„Aufstellung „Totale Prothese“

T i F[®] Totalprothetik *i* n Funktion

Das Ziel dieses Kurses ist das Kennenlernen des TiF- Aufstellsystems. Gleichzeitig soll die methodische Vorgehensweise bei der Aufstellung der Heraeus Mondial o. Premium – Front- und Seitenzähne sowie deren spezielle Raffinessen für den Bereich der Totalprothetik im Mittelpunkt stehen.

Referent: ZTM Kai Franke, Heraeus Kulzer

Zielgruppe: Techniker mit Prothetik-Grundkenntnissen

Kursinhalt:

- Modelleinstellen in einen Artikulator - **muß bereits erfolgt sein.**
- Praktisches Vorgehen bei der Modellanalyse (Demonstration)
- Individuelle Frontzahn-Aufstellung (nach Wahl)
- Aufstellen der Seitenzähne nach statischen Gesichtspunkten
- Kontrolle der zentrischen Kontakte
- Kontrolle der protrusiven und laterotrusiven Kontakte
- Muskeldynamische und ästhetische Zahnfleischmodellation, sofern die Zeit es erlaubt.

Kursdauer: 1 Tag

Zur Verfügung werden gestellt:

- Modelle, Bisschlüssel
- Gips, Wachs
- Artikulationsseide
- Zähne

Zum Kurs bitte mitbringen:

- Artikulator mit der entsprechend vorbereiteten Modellmontage
- Schere, Minenbleistift, Radiergummi, Farbstifte in rot, blau und grün, Geodreieck, Wachsmesser, Modellierinstrumente, Alcohol-Torch (falls vorhanden),
- kleine Kugeldiamanten, ggf. Sekundenkleber und Klebewachs.