

ZT/12

## " Natur Pur II"

### Die Fluorochromatische Schichttechnik –von jung bis alt

Ist diesem Fortgeschrittenenkurs erlernt der Kursteilnehmer die fluorochromatische Schichttechnik mit der HeraCeram Zirkonia und wie man damit vier Frontzähne in gleich bleibendem Farbton langsam altern lässt. Die fluorochromatische Schichttechnik beruht darauf, eine bestmögliche Kopie der natürlichen Anatomie und Farbgebung zu erstellen, es werden die anatomischen Veränderungen beim altern des natürlichen Zahnes erklärt und in der Verblendtechnik von innen nach außen umgesetzt.

**Referent:** ZTM Markus Stang

**Zielgruppe:** Keramiker mit fundierten Kenntnissen und hohem ästhetischen Anspruch

#### Kursinhalt:

- Gerüstgestaltung und Vorbereitung zur Verblendung
- Wege des Lichts und optische Wahrnehmung
- Chromaerzeugung
- Fluorochromatische Keramikschichtung
- Natürliche Zahnformen
- Oberflächentextur und richtiger Einsatz der Bearbeitungsinstrumente

**Kursdauer:** 2 Tage

**Status:** Restauration der OK-Frontzähne 12-22

Nach dem Kurs ist jeder Teilnehmer in der Lage, durch Nutzung der Farb- und fluoreszierenden Eigenschaften die Matrixmassen entsprechend den ästhetischen Erfordernissen effektiv einzusetzen.

#### Kursvorbereitung:

Fertigen Sie bitte auf dem zugesandten Oberkiefer-Modell die Zirkondioxid-Gerüste an. Idealerweise für die Zahnfarbe A3,5 oder B3 eingefärbt.

Auf Wunsch können Sie die Zirkoniumdioxidkronen zu einem attraktiven Preis (Preis auf Anfrage) auch von Heraeus erhalten. Bitte teilen Sie uns Ihre Bestellung bei der Anmeldung mit.

#### Bitte mitbringen:

- Modellier- und Schichtinstrumente
- Individuelle Keramikanmischplatte
- Schleif- und Polierkörper zur Bearbeitung von Zirkonidioxid und Keramik
- Kursmodelle mit den fertigen Gerüsten
- Situationsmodell des Unterkiefers