

ZT/21

## " Navigator – Das Farb-GPS "

Immer wieder den einfachsten Weg zu finden, ist oft nicht leicht.

Wechselnde Herausforderungen des täglichen Alltags erfordern individuelle Lösungen. Die Vorgaben des klassischen Farbrings berücksichtigen und trotzdem ästhetischen Ansprüchen genügen.

Mit dem Keramik-GPS variieren Sie Chroma, Helligkeit und Transparenz und geben dem Zahn die lebendige Natürlichkeit.

Einsatz der Keramikmassen Venus HeraCeram, Venus HeraCeramSun und Venus HeraCeram Zirkonia

**Referent:** Techn. Fachberater Heraeus Kulzer

**Zielgruppe:** Keramiker mit guten Kenntnissen

### Kursinhalt:

- Das Increaser/Enhancer-Schichtkonzept
- Individualisierung bei konsequenter Orientierung am Standard-Farbring
- Steuerung der Farbintensität
- Individuelle Charakterisierung
- Kaschieren der Gerüststruktur
- Nuancieren der Schichtung in Farbton und Helligkeit

**Kursdauer:** 1 Tag

**Status:** OK 11-13 Frontzahn-Käppchen

### Kursvorbereitung:

Auf dem Modell stellen Sie bitte 3 Käppchen aus Zirkonoxid oder Edelmetall-Käppchen aus einer hochschmelzenden Legierung wie Bio Herador N, Herador H, Herador MP usw. oder aus einer Universallegierung wie Mainbond Sun, Heranorm Sun usw. her und bringen diese Gerüste fertig vorbereitet zum Schichten, das heißt mit Opakerschicht, zum Kurs mit. Auf Wunsch können Sie die Zirkoniumdioxidkronen zu einem attraktiven Preis von 40 €/Stück auch von Heraeus erhalten. Bitte teilen Sie uns Ihre Bestellung bei der Anmeldung mit..

### Außerdem bitte mitbringen:

Persönliche Modellier- und Schichtinstrumente, Glasplatte, Schleif- und Polierkörper, Gerüste für die keramische Verblendung: ausgearbeitet, abgestrahlt, nach Herstellerangaben oxidiert und gebeizt.